

# **PET LASER**

## **LOW LEVEL LASER THERAPY (LLLT) LASERTERAPIA PER CANI E GATTI**

La tecnologia Laser LLLT a portata di mano!



Il **PET LASER** è un dispositivo laser a bassa tensione ideale per trattamenti a domicilio o presso allevamenti o maneggi.

Leggero, comodo e pratico per la sua maneggevolezza è uno strumento per laser terapia, nato dallo studio di vidaLaser per soddisfare le necessità operative che alcuni veterinari avevano raccolto in anni di esperienza nella laser terapia.

**PET LASER** è dotato di un comodo manopolo ergonomico realizzato in modo da poter dirigere il laser a contatto dell'animale con precisione e senza l'impedimento del pelo dell'animale.

Il vetro di protezione del laser si pulisce con facilità dai peli e dalla polvere che si possono depositare su di esso limitando l'azione terapeutica del laser. Una comoda borsa per il trasporto completa lo strumento.

**PET LASER** è certificato in base alla normativa europea EN60825-1 Classe 3R relativa agli strumenti laser così come tutti i parametri di sicurezza elettrica ed elettromagnetica sono rispettati seguendo tale norma.

### **Caratteristiche Tecniche**

Laser	Diodo
Lunghezza d'onda	635nm
Potenza in uscita	5 mW -10mW
Classe	3R EN60825-1
Alimentazione a rete	230Vac
Assorbimento	100mA
Frequenza di modulazione	Continua
Tempo di trattamento	Da 1" a 99'59" a passi 1"
Memoria d'impostazione	Si



### **Allarmi e dotazioni di sicurezza**

- . Lampada di avvertimento di emissione Laser
- . Interlock
- . Segnale acustico impostabile dall'operatore

### **Dimensioni e Peso**

- . Diametro 25,0mm x Lunghezza 130,0mm
- . Peso Kg. 1,00



VIDALASER sas dei F.lli Oreste e Tiziana Vidal & C.  
V.le Rimembranze 43b - 20020 Lainate Mi -  
tel. +39 029371038 - 029371301 - fax 0293570960  
[petlaser@vidalaser.com](mailto:petlaser@vidalaser.com) - [www.vidalaser.com](http://www.vidalaser.com)